

Notice d'utilisation

Visière de protection Issue 3D

1) Pièces composant la visière



Armature imprimée
en 3D



Plat de couverture
A4 percée et coupée



Elastique à boutonnière
9 à 10 trous

2) Réglage de la visière de protection

La visière est imprimée en une matière modulable par la chaleur. Donc à l'aide d'un simple sèche-cheveux on peut modifier légèrement sa forme pour l'adapter à toutes les têtes.

Pour faire ce réglage vous avez besoin d'un sèche-cheveux (sur la position la plus chaude).

- Positionner le sèche-cheveux à environ 5cm de l'armature de la visière.
- Faire des va-et-vient pendant environ 1 minute au niveau des branches comme indiqué par les flèches rouges ci-dessous.



- Après avoir chauffé l'armature positionner la directement sur votre tête (horizontalement comme la photo ci-dessous).



- Attendre environ 2 minutes le temps qu'elle refroidisse.

3) Montage de la visière

Prendre l'armature imprimée en 3D et le plat de couverture.

- Placer le premier trou de la feuille transparente sur le premier petit ergot de l'armature comme ci-dessous.



- Ensuite réitérer l'opération sur tous les ergots de l'armature.



Notice d'utilisation

Visière de protection Issue 3D

- Prendre l'élastique à boutonnière et insérer le dans l'encoche au bout de la branche de l'armature comme la photo ci-dessous.



- Faites la même opération de l'autre côté.

Votre visière est montée



4) Nettoyage

Pour nettoyer votre visière vous avez besoin de liquide vaisselle ou d'un nettoyant de surface.

a) Avec un nettoyant de surface, pulvériser sur la visière et essuyez avec un papier jetable.

- b)* - Avec du liquide vaisselle, prendre une éponge et frotter les deux côtés de la visière (ne pas utiliser le côté abrasif).



- Rincer avec de l'eau puis essuyer avec du papier jetable.



5) Informations importantes

- Une visière de protection **ne permet pas de protéger des particules restant en suspension dans l'air.**
- L'entreprise **Issue 3D** n'est pas responsable de la mauvaise utilisation de la visière.
- Chaque pièce peut être commandée séparément.